

Ruban de fixation pour canules trachéales en deux parties

Groupe cible de patients

+ Enfants

+ Adolescents

+ Adultes

## Description

### Référence

NEDD18H

NEDD25H

NEDD36H

NEDD18V

NEDD25V

NEDD36V

### Description

NOVO Edera Duo 18/H, par boîte de 30 pcs, Plage de longueurs 20,5 – 39,0 cm, rembourrage 18 cm, fermeture par crochet

NOVO Edera Duo 25/H, par boîte de 30 pcs, Plage de longueurs 28,0 – 47,0 cm, rembourrage 26 cm, fermeture par crochet

NOVO Edera Duo 36/H, par boîte de 30 pcs, Plage de longueurs 38,0 – 57,0 cm, rembourrage 36 cm, fermeture par crochet

NOVO Edera Duo 18/K, par boîte de 30 pcs, Plage de longueurs 22,5 – 41,0 cm, rembourrage 18 cm, fermeture par crochet

NOVO Edera Duo 25/K, par boîte de 30 pcs, Plage de longueurs 29,5 – 49,0 cm, rembourrage 26 cm, fermeture par crochet

NOVO Edera Duo 36/K, par boîte de 30 pcs, Plage de longueurs 40,0 – 59,0 cm, rembourrage 36 cm, fermeture par crochet

