

La fixation abdominale se place autour du ventre du patient et du dossier de la chaise/du fauteuil. Elle permet d'éviter que le patient assis ne se mette en position debout, tout en conservant une certaine liberté de mouvement.

- + Tissu laminé antitranspirant
- + Fermeture à l'arrière du dossier par boucle à clips ou serrure magnétique
- + S'adapte facilement à la morphologie de l'utilisateur
- + Disponibles en différentes tailles

Description

Référence

ADGM1/M

ADGM1/L

ADGM2/L

ADGMM/M

ADGMM/L

ASTGPH/M

ASTGPH/L

ASTGMPM/M

ASTGMPM/L

Description

Fixation abdominal à boucle à clips (12,5 x 40 cm) M

Fixation abdo. clips (12,5 x 56 cm) boucle à clips

Fixation abdominale boucle (16,5 x 56 cm) L boucle à clips

Fixation abdominale avec serrure magnétique (12,5 x 40 cm) M (1 serrure/1 clé)

Fixation abdom. ser. magn. (16,5 x 56 cm) L 1 fermeture et 1 clé magnétique

Fixation abdominale velcro/boucle devant M 3 dents à l'arrière

Fixation abdominale velcro/boucle devant L

Fixation abdominale serrure magn. avant M avec 2 fermetures et 1 clé magnétique, 60 - 100 cm

Fixation abdominale Guardy® serrure magn. avant L avec 1 fermeture et 1 clé magnétique 100 - 140 cm

