

# Ceinture abdominale avec fixation épaules

La bandoulière se place autour du ventre, des épaules et du dossier de la chaise ou du siège pour éviter que le patient ne puisse se lever, ne bascule vers l'avant ou ne tombe sur le côté. Cette fixation combine une fixation abdominale avec 2 bandoulières qui seront de préférence croisées dans le dos.

- + Tissu laminé antitranspirant
- + Fermeture à l'arrière du dossier par boucle à clips ou serrure magnétique
- + S'adapte facilement à la morphologie de l'utilisateur
- + Disponibles en différentes tailles

## Description

### Référence

ADGS/M

ADGS/L

ADGSM/M

ADGSM/L

### Description

Ceinture abdominale avec fixation épaules avec boucle à clips - 12,5 x 40 cm / M

Ceinture abdominale avec fixation épaules avec boucle à clips - 16,5 x 56 cm / L

Ceinture abdominale avec fixation épaules avec serrure magnétique (2 serrures/1 clé) - 12,5 x 40 cm / M

Ceinture abdominale avec fixation épaules avec serrure magnétique (2 serrures/1 clé) - 16,5 x 56 cm / L

