

Cette sangle est utilisée pour fixer le poignet ou la cheville au cadre du lit. Selon la manière de la fixer, la liberté de mouvement est plus ou moins restreinte.

- + Fixation de poignet en polypropylène recyclable, avec doublure intérieure douce
- + Fixation de cheville en tissu laminé antitranspirant
- + Fermeture par velcro autour du poignet ou de la cheville, avec boucle réglable sur le cadre

Description

Référence

A1EGB

A1PGB

Description

Ceinture cheville avec boucle et velcro / pièce

Ceinture poignet avec boucle et velcro / pièce

Caractéristiques

- Fabriqué en propylène recyclable.
- L'intérieur est rembourré pour offrir plus de confort.
- Lavable à 35 °C.

