

La HighBackSling est facile à placer par le soignant et procure un sentiment de sécurité au patient. Il est équipé de sections pour les jambes, ce qui permet au patient de ne pas être assis sur la sangle mais de bénéficier d'un soutien depuis le coccyx jusqu'à la tête et sous les jambes. La HighBackSling est conçue pour les situations où un soutien supplémentaire est nécessaire. Elle peut être utilisée pour le levage depuis la position allongée au sol.

Cette sangle est disponible en version polyester ou maille.

La HighBackSling toilet est un harnais de transfert facile à appliquer, qui facilite pour le soignant l'habillage et le déshabillage de l'utilisateur lors des visites aux toilettes.

HighBackSling toilet est conçu pour les utilisateurs ayant besoin d'un soutien supplémentaire important, y compris au niveau de la tête.

HighBackSling toilet est disponible en plusieurs tailles, toutes adaptées à des utilisateurs ayant un poids maximal jusqu'à 300 kg.

- + Sangles de jambes séparées : facilitent la mise en place et le retrait du harnais par le soignant, l'utilisateur ne s'assoit pas sur le harnais.
- + Dossier haut (High back) : l'utilisateur est soutenu dans le dos, derrière la tête, autour du haut du corps et sous les jambes.
- + Position assise droite.
- + Conçu pour les utilisateurs nécessitant un soutien renforcé, y compris pour la tête, et présentant un certain tonus.
- + Une ceinture avec boucle procure à l'utilisateur un sentiment supplémentaire de sécurité.
- + Poids maximal d'utilisation (SWL) : 300 kg.

Description

Référence	Description
PL4080000	HighBackSling POLYESTER (XXS à XXL) pour berceau à 2 points d'accrochage, polyester, appuie-tête renforcé avec 2 baleines, boucles, max 300 kg
PL4082000	HighBackSling MAILLE (XXS à XXL) pour berceau à 2 points d'accrochage, polyester, appuie-tête renforcé avec 2 baleines, S-clips, max 300kg
PL4370400	Sangle toilet, HighBack, boucles 2p XXS > XXL



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be