

BasicSling est conçu pour être utilisé dans les situations de levage les plus courantes et lorsque le patient a une mauvaise stabilité du tronc mais une bonne stabilité de la tête.

- + Supports de jambes renforcés séparés ; facile à appliquer ou à retirer par le soignant, le patient n'est pas sur le harnais
- + Support dorsal à hauteur d'épaule ; le patient est soutenu du coccyx jusqu'aux épaules et sous les jambes
- + Position assise droite
- + Modèle standard, adapté à la plupart des patients ayant une bonne stabilité de la tête
- + Poche en bas pour une application plus facile
- + 300 kg

Description

Référence

PLUBB

PLUSB

Description

BASIS, tissu en mailles, boucles 2p XXS<>L dossier bas - 2 pnt

Sangle, BASIS, boucles 2p XXS <> XXL dossier bas - 2 pnt

