

SWING, baignoire inclinable pour en accès facile en toute sécurité



La grande porte latérale permet au patient de s'installer en sécurité dans la SWING. La baignoire passe de la position inclinée à allongée d'une simple pression sur un bouton. Lors de l'inclinaison, l'eau du pédiluve préalablement rempli se déplace vers le reste de la baignoire et immerge rapidement le corps du patient pour éviter que celui-ci refroidisse lors du remplissage complet de la baignoire.

- + Accès latéral par une grande porte qui s'ouvre vers le haut
- + Deux poignées de maintien à l'intérieur de la baignoire
- + Ouverture spacieuse sous la baignoire pour un accès direct avec pratiquement tout système de transfert
- + Inclinaison par commande électrique de la position assise à allongée
- + Température de l'eau réglable par thermostat
- + Sentiment de détente accru par l'activation du bain à bulles (en option)
- + La SWING HV permet un réglage en hauteur, pour un positionnement idéal du soignant
- + Large rainure centrale, moulée dans l'assise, qui empêche l'eau de stagner derrière le dos du patient et offre un meilleur accès pour l'hygiène intime
- + Charge maximum de 150 kg (patient)

Description

Référence

SWING

SWINGHV

Description

SWING Baignoire inclinable 204 x 80 cm

SWING Baignoire inclinable et à hauteur réglable 10 cm 210 x 90 cm

Caractéristiques

capacité: 400 kg

dimensions: 210 x 90 x 120 cm



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be