

Le gel refroidissant IcePower a 4 grands avantages par rapport aux traitements à la glace classiques:

- pas besoin d'un congélateur
- diminution sûre et progressive de la température de la peau de 5 à 6° grâce à l'action des huiles essentielles telles que le menthol, ce qui évite les risques de dommages sur la peau et donne une sensation plus agréable de froid
- durée d'action de 3 à 6 heures
- application mieux localisée à la zone douloureuse

Disponible en tube et en tuberoller.

Le système roller permet de mettre du gel uniformément dans des zones qui sont plus difficilement accessibles telles que le dos et les épaules.

Peut être utilisé par tous y compris les enfants (> 3 ans) et les femmes enceintes.

Description

Référence

IP75

IPR75

IP150

IP400

IP20

Description

Ice Power Coldgel, tube 75 ml CNK 1521-384

Ice Power Roller 75 ml CNK 2137-032

Ice Power gel, tube 150 ml CNK 1489-061

Ice Power gel, flacon avec pompe, 400 ml CNK 1609-148

Ice Power gel 20 ml CNK 2317-683

Caractéristiques

Ice Power Cold Gel

Ingredients: Aqua, Menthol, Eucalyptus globulus Oil, Glycerin, Ethanol, Carbomer Crosspolymer, Triethanolamine, CI Food Blue 5.



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be