

Rapide et efficace en cas d'accident. Le Ice Power Instant Cold Pack est prêt à l'usage. Pratique en cas d'accident pour éviter les hématomes et la douleur, pour soulager les inflammations et les enflures. Le traitement peut éventuellement être poursuivi avec le Power Cold Gel. Le Ice Power Instant Cold Pack est simple à appliquer (presser, secouer et c'est fait !) et refroidit l'endroit contusionné pendant 30 minutes. Appuyez sur la compresse pour casser la capsule de liquide à l'intérieur et secouez la compresse.

Description

Référence

IPICS

Description

Ice Power, Instant Cold Pack Soft (15 x 25 cm) - 200 gr

Caractéristiques

Conditionnement : 24 x 14 cm. Également venu à l'unité, avec housse en tissu.

