

Voor liggende transfers en voor draaien in bed

EasySlide wordt hoofdzakelijk gebruikt voor liggende transfers, bijvoorbeeld tussen bedden en röntgentafels of operatietafels, doucheramens, brancards e.d. EasySlide is ook een erg effectief hulpmiddel om een zorgvrager in bed of op een röntgen- of operatietafel om te draaien. Disposable covers voor EasySlide zorgen voor een verbeterde hygiëne en minder wasgoed.

Lichte transfers, voor de zorgvrager én de zorgverlener

Uniek glijmateriaal, ULF (Ultra Low Friction), aan de binnenkant van de glijmat, reduceert frictie en maakt het mogelijk voor zorgverleners om zorgvragers op bijna elke ondergrond, met een minimum van kracht, te verplaatsen. Zonder onnodige tilhandelingen.

Zachte, gevulde buitenkant zorgt voor comfortabele transfers.

Het ULF glijmateriaal reduceert de frictie onder de zorgvrager.

Beschermhoesjes en wegwerphoesjes zijn beschikbaar als toebehoor.

Verwijderbare beschermhoes van carbon vezel reduceert statische elektriciteit.

Disposable plastic hoezen, plastic covers, bieden betere hygiëne en minder wasgoed.

## Omschrijving

### Referentie

TK19060

### Omschrijving

Glijmatras EasySlide buisvormig (60 cm), 190 x 60 cm

