

La ceinture pelvienne empêche le patient de se lever ou de glisser de sa chaise ou de son fauteuil. Cette ceinture se compose d'un élément, à savoir une ceinture abdominale avec une sangle entre les jambes qui y est attachée. + Tissu laminé antitranspirant

+ Fermeture à l'arrière du dossier par boucle à clips ou serrure magnétique

+ S'adapte facilement à la morphologie de l'utilisateur

+ Disponibles en différentes tailles

Omschrijving

Referentie

ADGB/M

ADGB/L

ADGBM/M

ADGBM/L

Omschrijving

Bekkengordel met klikgesp M

Bekkengordel met klikgesp L

Bekkengordel incl. magnetisch sloten (2 sloten/1 sleutel) M

Bekkengordel incl. magnetisch sloten (2 sloten/1 sleutel) L

Specificaties

Wasbaar op 60°C

