

Ondersteunt bij het zitten. Het bekkenfixatievest is gebaseerd op het fixatievest en vormt samen met de extra gordel tussen de benen een 'broekje'. Hierdoor kan de patiënt niet onderuitglijden op de stoel/zetel.

- + In gewatteerde stof of polyamide mesh (ademend)
- + Sluit achteraan de rugleuning met klikgesp of met magnetisch slot
- + Met of zonder bekkenstuk
- + Laag uitgesneden versie beschikbaar (low-cut)

Omschrijving

Referentie

ADFV/M

ADFV/L

ADFVM/M

ADFVM/L

ADFVA/M

ADFVA/L

ADFVB/M

ADFVB/L

ADFVBM/M

ADFVBM/L

ADFVBL/M

ADFVBL/L

Omschrijving

Fixatievest gewatteerde stof met klikgesp (60-95 cm) M

Fixatievest gewatteerde stof met klikgesp (90-135 cm) L

Fixatievest gewatteerde stof incl. magnetische sloten (60-95 cm) M (2 slot/1 sleutel)

Fixatievest gewatteerde stof incl. magnetische sloten (90-135 cm) L (2 slot/1 sleutel)

Fixatievest polyamide mesh met klikgesp (60-95 cm) M

Fixatievest polyamide mesh met klikgesp (90-135 cm) L

Bekkenfixatievest met klikgesp (60-95 cm) M

Bekkenfixatievest met klikgesp (90-135 cm) L

Bekkenfixatievest met magnetisch slot (60-95 cm) M (2 slot/1 sleutel)


Bekkenfixatievest met magnetisch slot (90-135 cm) L (2 slot/1 sleutel)

Bekkenfixatievest low-cut met klikgesp (60-95 cm) M

Bekkenfixatievest low-cut met klikgesp (90-135 cm) L

Specificaties

Wasbaar op 60°C



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be