

Een gordel met ooggesp van 112 cm lang, kan toegepast worden op het Care'Save borstharnas, om te verhinderen dat de patiënt rechtop gaat zitten, of om te verhinderen dat de Care'Save dwarsgordel kan verglijden in bed.

2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

Omschrijving

Referentie

CSUVB

Omschrijving

Care'Save Universeel verlengstuk (112 cm)

Specificaties

Wasbaar op 90°C

Toebehoren

