

Dit wigvormig kussen wordt gebruikt om een patiënt te ondersteunen in zijlig. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met een glijdkussen (vb. 4Way Glide) om na de transfer de patiënt in stabiele zijlig te plaatsen. Beide zijkanten hebben een verschillende hellingsgraad, zodat in elke situatie een optimale positionering kan bereikt worden. Door zijn vorm is deze steunwig ook ideaal bruikbaar voor patiënten met beperkte fysieke mogelijkheden om zichzelf met de voeten af te duwen om hoger in bed te komen. Vervaardigd uit brandvertragend schuim met een antislip cover. Cover wasbaar op max. 80°C

Omschrijving

Referentie

SWZL

Omschrijving

Rugsteun/wigvormig kussen antislip (30x80x20 cm)

