

De Mobi Pro Flexi II is een ergonomisch en compact mobiel hulpmiddel voor het uitvoeren van transfers, ideaal voor mensen met weinig beenkracht en enige rompbalans die moeite hebben met lopen en tot stand komen. De Mobi Pro Flexi II is een uitstekend en veilige transfer hulpmiddel voor vroege mobilisatie. Het biedt ondersteuning tijdens het staan en is een efficiënt hulpmiddel voor het verplaatsen van patiënten, waardoor de veiligheid en efficiëntie worden verbeterd.

De in hoogte verstelbare en gepolsterde onderbeen/kniesteun ondersteunt de benen van de zorgvrager tijdens transfer. Op de stevige antislip voetenplank kan de zorgvrager eenvoudig de voeten positioneren en zichzelf omhoog trekken naar een staande positie met behulp van de dwarsbeugel. Door simpelweg de ergonomische zitsteunen te draaien, wordt de Mobi Pro Flexi II een comfortabele stoel waarop de zorgvrager zich kan laten verplaatsen. De Mobi Pro Flexi II kan een zorgvrager tot maximaal 180 kilo moeiteloos verplaatsen. Door het compacte en ergonomische ontwerp van de Mobi Pro Flexi II kan één enkele zorgverlener de transfer van zitten naar staan ondersteunen van cliënt naar bed, stoel of toilet. De Mobi Pro Flexi II is uitgerust met een mechanische pootspreiding met voetpedalen.

Omschrijving

Referentie

TWMPFII

Omschrijving

Transferwagen Mobi Pro Flexi II, B 62 x L 90,5 x H 102 cm

Specificaties

Artikelnummer 16090300

Gebruikerslengte (min - max) 1490 - 2000 mm

Verwachte levensduur 10 jaar

Past in een breedte tot (mm) 763

Hoogte (mm) 1179

Lengte (mm) 920

Materiaal Kunststof, PU/schuim met gesloten cellen, gepoedercoat aluminium, kunststof afdekking.

Maximaal gebruikersgewicht (kg) 200

Opstaphoogte (mm) 56

Draaicirkel (mm) 1030

Gewicht (kg) 28,2

Breedte (mm) 634



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be